

TOUT SPECIALEMENT FORMULEE POUR LES LENTILLES DE CONTACT PERMEABLES AUX GAZ

delta

RESSENTEZ LA DIFFERENCE


Solution nettoyante sans conservateur

Non-abrasive - la solution nettoyante Delta Daily ne contient pas d'abrasifs et pourtant elle nettoie parfaitement. Tout risque d'endommagement de la surface de la lentille ou de modification des paramètres est évité.

Date de péremption – 60 jours - Les propriétés de décontamination de la solution nettoyante Delta Daily garantissent à l'utilisateur un produit sûr et stérile pendant toute la durée d'utilisation.

Equilibre ionique - Delta Daily cleaner contient une combinaison de surfactants amphotères. La solution est équilibrée, c'est à dire qu'elle contient autant d'ions positifs que négatifs. La solution est donc non irritante pour les yeux .


Pouvoir Nettoyant :



Solution de décontamination, de conservation et de mouillage

Temps de décontamination court


Période de décontamination



La solution Delta DSW est dotée d'une excellente efficacité antimicrobienne avec une période de décontamination de seulement 4 heures par rapport aux 6 heures nécessaires avec la Solution A.

Multifonctions - la solution Delta DSW remplit trois fonctions différentes : décontamination, trempage et mouillage.

Efficace contre l'acanthamoeba



Inoculum de départ

$1.00 \times 10^4 = 10,000$ Kyste acanthamoeba

Conservation - Conserver jusqu'à 30 jours sans décontamination supplémentaire nécessaire.

Confort - Contient de la polyvinylpyrrolidone (PVP), un agent mouillant largement utilisé avec les lentilles rigides (RGP) qui offre une excellente lubrification et un confort de port amélioré.

delta

Ressentez la différence

Système d'entretien pour lentilles de contact perméables aux gaz exclusivement disponible pour les opticiens.



Etui de conservation Delta

L'étui de conservation Delta a l'avantage de pouvoir bouillir. Conçu et fabriqué en totalité au Royaume-Uni, l'étui présente une paroi interne dotée de rainures pour empêcher les lentilles de se coller et dispose, à l'intérieur du bouchon, d'un creuset spécial permettant de maintenir les lentilles immergées dans la solution pendant leur conservation.

Prouvé cliniquement

Depuis 1994, les produits Delta sont utilisés par des médecins dans 11 pays à travers le monde et ont été élus 'meilleur produit' en termes de qualité et de prix par le Consumentengids (l'équivalent du magazine anglais 'Which' aux Pays-Bas).

D'autre part, le système Delta est compatible avec tous les matériaux perméables aux gaz, y compris les matériaux à surface traitée et les nouveaux matériaux plus souples perméables aux gaz à DK élevé.

 SAUFLON

Sauflon Pharmaceuticals

1 Rue Séjourné

94000 Créteil

Tel: 01 48 53 63 75

Fax: 01 49 56 07 31