

SAUFLON



Comprimido destructor de proteínas de triple acción con nueva fórmula mejorada



• EFICACIA

El comprimido Trizyme contiene un encima que ejerce tres acciones diferentes para eliminar los residuos más comunes que se forman en la superficie de la lente de contacto durante su uso.

El encima Subtilisina A elimina las proteínas, los lípidos y las mucinas.
El calcioedetato sódico ayuda a eliminar el calcio por quelación.

• SENCILLEZ

Los comprimidos Trizyme pueden disolverse en una solución de peróxido de hidrógeno al 3 %, una solución multifunción o una solución de remojo, basta que el paciente añada un comprimido Trizyme en la solución desinfectante o de remojo.

• BARATO

Al utilizar directamente el comprimido Trizyme con la solución desinfectante o de remojo, el usuario reduce los costes de eliminar las proteínas cada semana.

• SIN ENCIMAS ANIMALES

Los comprimidos Trizyme no contienen encimas de origen animal.

• FACILITA EL MANTENIMIENTO

No eliminar las proteínas de las lentillas cada semana es la principal causa de problemas asociados al uso de lentes de contacto. La sencillez de uso del comprimido Trizyme favorece un mejor seguimiento del mantenimiento para el paciente.

• SIN PROBLEMAS DE SENSIBILIDAD

La fórmula de los comprimidos Trizyme no contiene PAPAÍNA, con lo que se eliminan los posibles riesgos de sensibilidad a esta encima.